



<http://www.aandt.co.jp/>

<b>IHE Integration Statement</b>			
<b>Vendor</b>	<b>Product Name</b>	<b>Version</b>	<b>Date</b>
<b>A&amp;T Corporation</b>	<b>CLINILAN GL-3</b>	<b>-</b>	<b>20 December 2017</b>
This product implements all transactions required in the IHE Technical Framework to support the IHE Integration Profiles, Actors and Options listed below:			
<b>Integration Profiles Implemented</b>	<b>Actors Implemented</b>	<b>Options Implemented</b>	
Laboratory Testing Workflow <sup>1)</sup>	Order Filler	None	
Patient Administration Management <sup>2)</sup>	Patient Demographics Consumer	None	
Consistent Time	Time Client	None	
<b>Internet address for vendor's IHE information:</b> <a href="http://www.aandt.co.jp/jpn/product/std.htm">http://www.aandt.co.jp/jpn/product/std.htm</a>			
<b>Links to Standards Conformance Statements for the Implementation</b>			
<b>HL7</b>			
<b>DICOM</b>			
<b>Links to general information on IHE</b>			
In North America: <a href="http://www.rsna.org/IHE">www.rsna.org/IHE</a>	In Europe: <a href="http://www.ihe-europe.org">www.ihe-europe.org</a>	In Japan: <a href="http://www.ihe-j.org">http://www.ihe-j.org</a> <a href="http://www.jahis.jp">http://www.jahis.jp</a>	

Note:

Required transaction in IHE-J Connectathon 2017

1) LTW: LAB-1, LAB-3

2) PAM: ITI-030 Trigger A28 (Create New Patient)

Trigger A31 (Update patient information)



<http://www.aandt.co.jp/>

IHE 統合宣言書			
会社名	製品名	バージョン	日付
株式会社エイアンドティー	CLINILAN GL-3	-	2017/12/20
この製品は IHE テクニカルフレームワークで要求されるすべてのトランザクションを実装しています。 サポート対象の統合プロフィール、アクタとオプションに関しては以下をご参照ください。			
適合する 統合プロフィール	適合するアクタ	適合するオプション	
Laboratory Testing Workflow <sup>1)</sup> 臨床検査ワークフロー	Order Filler オーダー実施者	-	
Patient Administration Management <sup>2)</sup> 個人情報・患者情報の整合性管理	Patient Demographics Consumer 個人情報の利用者	-	
Consistent Time 時刻同期	Time Client 時刻クライアント	-	
弊社の IHE に関する情報はこちら: <a href="http://www.aandt.co.jp/jpn/product/std.htm">http://www.aandt.co.jp/jpn/product/std.htm</a>			
実装において従う標準規約に関するリンク			
HL7			
DICOM			
IHE に関するリンク			
In North America: <a href="http://www.rsna.org/IHE">www.rsna.org/IHE</a>	In Europe: <a href="http://www.ihe-europe.org">www.ihe-europe.org</a>	In Japan: <a href="http://www.ihe-j.org">http://www.ihe-j.org</a> <a href="http://www.jahis.jp">http://www.jahis.jp</a>	

注記:

IHE-J コネクタソン 2017 でテスト対象のトランザクション

1) LTW: LAB-1, LAB-3

2) PAM: ITI-030 Trigger A28 (新規患者登録)  
Trigger A31 (患者情報更新)